


Instrucciones de operación
Operation instruction
Mode d'emploi

VIRGO



Welcome to **VIRGO** electric beauty bed!
Before using this electric beauty bed, please read
the operation instruction carefully.

ES	EN	FR
INDICE	INDICE	INDICE
Composición estructural de la cama de belleza eléctrica	Structural composition of electric beauty bed	Composition structurelle du lit de beauté électrique Pg 3
Ámbito de aplicación	Scope of application	Champ d'application Pg 3
Conexión de instalación	Installation connection	Connexion d'installation Pg 4
Peligro	Warning	Avertissement Pg 5
Diagrama de conexión del sistema de circuitos	Circuit system connection diagram	Schéma de connexion du système de circuit Pg 6
Lista de averías	Malfunction list	Liste des dysfonctionnements Pg 6
Parámetro técnico	Technical parameter	Paramètre technique Pg 7
Mecanismo de ajuste	Adjusting mechanism	Mécanisme d'ajustement Pg 8
Controlador	Controller	Contrôleur Pg 9
Instrucciones de seguridad importantes	Important safety instructions	Consignes de securite importantes Pg 10
Mantenimiento del Producto	Product Maintenance	Entretien du Produit Pg 10
Mantenimiento diario	Daily maintenance	Entretien quotidien Pg 10
Sugerencia de uso	Suggested use	Usage suggéré Pg 11
Limpieza del Producto	Cleaning of the Products	Nettoyage du Produit Pg 11

ES

PARTES DE LA CAMA DE BELLEZA ELÉCTRICA

Este sillón está compuesto por 4 cajas de control programables, motor, hardware, piezas de madera, piezas de plástico y superficie de cuero. La caja de control programable de 4 controles tiene la función de conectar el controlador manual con 4 motores.

Este sillón incluye un controlador del ángulo del respaldo, del ángulo de la almohadilla del asiento, de la almohadilla para las piernas y de la elevación de la cama, montado en una estructura integral.

EN

PARTS OF ELECTRIC BEAUTY BED

This beauty bed is composed of 4 control programmable control box, motor, hardware, wooden parts, plastic parts, and leather surface. The 4 control programmable control box has the function of connecting the hand controller with 4 motors.


This beauty bed includes a backrest angle control part, a seat pad angle control part, a leg pad control part, and a hight-low control part, which is an integral integrated structure.

FR

PIÈCES DU LIT DE BEAUTÉ ÉLECTRIQUE

Ce lit de beauté est composé d'un boîtier de commande programmable à 4 commandes, d'un moteur, d'une quincaillerie, de pièces en bois, de pièces en plastique et d'une surface en cuir. Le boîtier de commande programmable à 4 commandes a pour fonction de connecter le contrôleur manuel avec 4 moteurs.

Ce lit de beauté comprend une pièce de contrôle de l'angle du dossier, une pièce de contrôle de l'angle du coussin de siège, une pièce de contrôle du coussin de jambe et une pièce de commande de levage du lit, qui est une structure intégrée intégrale.



① Control del ángulo del respaldo
Backrest angle control
Contrôle de l'angle du dossier

② Control del ángulo de la almohadilla del asiento
Seat pad angle control
Contrôle de l'angle du coussin d'assise

③ Control de elevación
Lifting control
Contrôle du levage

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este sillón es adecuado para enfermería o la prestación de servicios de belleza y masajes a los clientes.

SCOPE OF APPLICATION

This electric beauty bed is suitable for nursing or providing beauty and massage services to customers.

CHAMP D'APPLICATION

Ce lit de beauté électrique convient à l'allaitement ou à la fourniture de services de beauté et de massage aux clients.

ES

CONEXIÓN DE INSTALACIÓN

① Esta máquina debe colocarse en un lugar limpio, seco, fresco y ventilado para mantener un buen funcionamiento.

② Inspección de caja abierta: Abra la caja de embalaje exterior y compruebe si toda la máquina está intacta y sin daños. Si tiene alguna pregunta, consulte inmediatamente con el distribuidor.

③ Instalación del sillón. Primero, coloquelo en la posición designada. El diseño de esta máquina ha tenido en cuenta el rendimiento de estabilidad de toda la máquina, por lo que no es necesario instalar tornillos de fijación de anclaje. El suelo con el que entran en contacto los pies de goma del sillón debe estar nivelado y ser sólido para evitar accidentes causados por terrenos irregulares. Si toda la máquina puede girar o inclinarse debido a un terreno irregular, se puede usar una llave hexagonal de extremo abierto para ajustar los cuatro pies de goma M10 * 30 y las tuercas M10 debajo del marco de la cama de belleza para mantenerlo horizontal. Al ajustar, se debe mantener el nivel de la máquina y se deben ajustar tantas almohadillas de contacto como sea posible para garantizar la estabilidad de la máquina.

④ Inserte correctamente el enchufe de alimentación del producto en la caja de alimentación. (Consulte la siguiente figura para obtener más detalles)

EN

INSTALLATION CONNECTION

① This machine should be placed in a clean, dry, and ventilated cool place to maintain a good working environment.

② Open box inspection: Open the outer packaging box and check if the entire machine is intact and undamaged. If you have any questions, please immediately inquire with the distributor.

③ Beauty bed installation: First, place the beauty bed in the designated position. The design of this machine has taken into account the stability performance of the entire machine, so there is no need to install anchor fixing screws. The ground that the rubber feet of the beauty bed come into contact with must be level and solid to prevent accidents caused by uneven ground. If the whole machine can rotate or tilt due to uneven ground, a hexagonal open end wrench can be used to adjust the four M10 * 30 rubber feet and M10 nuts under the beauty bed frame to keep it horizontal. When adjusting, the overall level of the machine should be maintained and as many contact pads as possible should be ensured to ensure the stability of the machine.

④ Insert the product power plug correctly into the power box. (See the following figure for details)

FR


CONNEXION D' INSTALLATION

① Cette machine doit être placée dans un endroit frais, propre, sec et ventilé pour maintenir un bon fonctionnement environnement.

② Inspection de la boîte ouverte : Ouvrez la boîte d'emballage extérieure et vérifiez si l'ensemble de la machine est intacte et en bon état. Si vous avez des questions, veuillez vous renseigner immédiatement auprès du distributeur.

③ Installation du lit de beauté : Tout d'abord, placez le lit de beauté dans la position désignée. La conception de cette machine a pris en compte les performances de stabilité de l'ensemble de la machine, il n'est donc pas nécessaire d'installer des vis de fixation d'ancrage. Mais le sol avec lequel les pieds en caoutchouc du lit de beauté entrent en contact doit être plat et solide pour éviter les accidents causés par un sol irrégulier. Si l'ensemble de la machine peut tourner ou s'incliner en raison d'un sol inégal, une clé à fourche hexagonale peut être utilisée pour ajuster les quatre pieds en caoutchouc M10 * 30 et les écrous M10 sous le cadre du lit de beauté pour le maintenir horizontal. Lors du réglage, le niveau général de la machine doit être maintenu et autant de patins de contact que possible doit être assuré pour assurer la stabilité de la machine.

④ Insérez correctement la fiche d'alimentation du produit dans le boîtier d'alimentation. (Voir la figure suivante pour plus de détails)



ES

⚠ PELIGRO

La alimentación debe estar apagada cuando se realiza el mantenimiento o la limpieza de la máquina

El enchufe debe estar completamente insertado en el enchufe para evitar incendios o descargas eléctricas.

No se ponga de pie sobre este equipo.

Mantener fuera del alcance de los niños. No permita que los niños jueguen con el equipo

No coloque el equipo en lugares húmedos, como baños, para evitar descargas eléctricas o mal funcionamiento; El mando a distancia también debe evitar el contacto con el agua.

No opere este equipo en áreas donde se esté pintando/rociando o suministrando oxígeno.

Solo los profesionales experimentados pueden utilizar este equipo

Si el enchufe está dañado, comuníquese con el fabricante, el agente o el personal calificado para reemplazarlo y evitar peligros.

Durante el funcionamiento de la cama de belleza, asegúrese de que no haya elementos que se puedan tocar dentro del rango de movimiento.

Este producto solo es apto para su uso por profesionales de la belleza con cualificaciones profesionales.

Al presionar los botones del controlador de mano o pie para ajustar el ángulo del respaldo y la altura de la cama, está prohibido colocar las manos, los pies, cabeza y otras partes en la posición del diagrama ① ② ③ (consulte la siguiente figura para obtener más detalles).

EN

⚠ WARNING

The power must be out off when performing maintenance or cleaning the machine

The plug must be fully inserted into the socket to prevent fire or electric shock.

Do not stand on this equipment.

Keep away from the reach of children. Do not allow children to play with the equipment

Please do not place the equipment in damp places such as bathrooms to avoid electric shock or malfunction; The remote control should also avoid contact with water.

Do not operate this equipment in areas where painting/spraying or oxygen supply is in progress.

Only experienced professionals are allowed to use this equipment

If the plug is damaged, please contact the manufacturer, agent, or skilled personnel for replacement to avoid danger.

During the operation of the beauty bed, ensure that there are no touchable items within the range of movement.

This product is only suitable for use by beauty professionals with professional qualifications.

When pressing the buttons on the hand or foot controller to adjust the backrest angle and the bed height, it is prohibited to place hands, feet, head, and other parts in position of the diagram ① ② ③ (see the following figure for details).

FR

⚠ AVERTISSEMENT

L'alimentation doit être coupée lors de l'entretien ou du nettoyage de la machine

La fiche doit être complètement insérée dans la prise pour éviter tout incendie ou choc électrique.

Veuillez ne pas vous tenir debout sur cet équipement.

Tenir hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'équipement

Veuillez ne pas placer l'équipement dans des endroits humides tels que les salles de bains pour éviter les chocs électriques ou les dysfonctionnements; La télécommande doit également éviter tout contact avec l'eau.

Veuillez ne pas utiliser cet équipement dans des zones où la peinture/pulvérisation ou l'approvisionnement en oxygène sont en cours.

Seuls les professionnels expérimentés sont autorisés à utiliser cet équipement

Si la fiche est endommagée, veuillez contacter le fabricant, l'agent ou le personnel qualifié pour le remplacement afin d'éviter tout danger.

Pendant le fonctionnement du lit de beauté, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets tactiles dans l'amplitude de mouvement.

Ce produit ne convient qu'aux professionnels de la beauté ayant des qualifications professionnelles.

Lorsque vous appuyez sur les boutons de la télécommande ou de la pédale pour régler l'angle du dossier et la hauteur du lit, il est interdit de placer les mains, les pieds, tête et autres pièces en position du diagramme ① ② ③ (Voir la figure suivante pour plus de détails).





DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL SISTEMA DE CIRCUITOS CIRCUIT SYSTEM CONNECTION DIAGRAM SCHÉMA DE CONNEXION DU SYSTÈME DE CIRCUIT




LISTA DE AVERÍAS MALFUNCTION LIST LISTE DES DYSFUNCTIONNEMENTS

Disfunción Malfunction Dysfonctionnement	Razón Reason Raison	Solución Solution Solution
 No puede levantar y bajar con normalidad Unable to lift and lower normally Ne peut pas soulever et descendre normalement	El cable de alimentación no está conectado o enchufado correctamente The power cord is not connected or plugged in properly Le cordon d'alimentation n'est pas correctement connecté ou branché	Conecte o enchufe el cable de alimentación correctamente Connect or plug in the power cord properly Connectez ou branchez correctement le cordon d'alimentation
	Mal funcionamiento del controlador manual Hand controller malfunction Dysfonctionnement de la manette	Reemplace el controlador de mano Replace Hand controller Remplacer la manette
	Mal funcionamiento del pedal Foot controller malfunction Dysfonctionnement de la pédale de commande	Reemplace el controlador de pie Replace Foot controller Remplacer la pédale de commande
	Mal funcionamiento de la caja de control Control Box malfunction Dysfonctionnement du boîtier de commande	Si el mal funcionamiento no se resuelve después de reemplazar el controlador, comuníquese con el centro de reparación o el distribuidor local
	Varilla de empuje del actuador rota Actuator push rod broken Tige de poussée de l'actionneur cassée	If the malfunction is not resolved after replacing the controller, please contact the repair center or local dealer
	Sobrecarga del actuador Actuator overload Surcharge de l'actionneur	Si le dysfonctionnement n'est pas résolu après le remplacement du contrôleur, veuillez contacter le centre de réparation ou le revendeur local
 Ruido anormal Abnormal noise Bruit anormal	Las partes activas carecen de aceite lubricante The active parts lack lubricating oil Les parties actives manquent d'huile de lubrification	Adición de aceite lubricante a las piezas Adding lubricating oil to parts Ajout d'huile de lubrification aux pièces
	Mal funcionamiento del actuador Actuator malfunction Dysfonctionnement de l'actionneur	Sustitución del actuador Replacing the Actuator Remplacement de l'actionneur

PARÁMETRO TÉCNICO TECHNICAL PARAMETER PARAMÈTRE TECHNIQUE

Tamaño del producto / Product size / Taille du produit	2000(L)x740(W)x630-930(H)±10mm
Tamaño del paquete / Package size / Taille de l'emballage	2050x800x690mm
Posición límite superior / High limit position / Position limite maximale	930±10mm
Posición límite inferior / Low limit position / Position limite la plus basse	630±10mm
Peso neto / Net weight / Poids net	124 kg
Peso bruto / Gross weight / Poids brut	133 kg
Poder / Power / Pouvoir	AC 100~240V ,50Hz/60Hz
Ángulo de ajuste del respaldo / Backrest adjustment angle / Angle de réglage du dossier	0°~ +60°±5°
Ángulo de ajuste del asiento / Seat adjustment angle / Angle de réglage du siège	0°~ +27°
Carga máxima / Maximum load / Charge maximale	200Kg/ 440LBS



ES

MECANISMO DE AJUSTE

Mango de control de resorte de aire

Después de aflojar, la plataforma giratoria puede ajustar, pero después de bloquearse, la plataforma giratoria no puede ajustar

EN

ADJUSTING MECANISM

Gas spring control handle


After loosening, the turntable can adjust, but after locking, the turntable cannot adjust

FR

MÉCANISME D' AJUSTEMENT


Poignée de commande à ressort à gaz

Après le desserrement, le plateau tournant peut ajustée, mais après le verrouillage, le plateau tournant ne peut pas ajustée



CONTROLADOR CONTROLLER CONTRÔLEUR

- | | | |
|--|---|--|
| ①  Respaldo levantado
Backrest Up
Dossier relevé | ⑥  Elevación hacia abajo a la derecha
Right Lifting Down
Levage vers le bas à droite | ⑪  Posición de silla
Chair position
Position de la chaise |
| ②  Respaldo abatido
Backrest Down
Dossier abaissé | ⑦  Almohadilla de asiento levantada
Seat pad up
Coussin de siège relevé | ⑫  Posición acostada
Lying position
Position couchée |
| ③  Elevación a la izquierda
Left Lifting Up
Élever à gauche | ⑧  Almohadilla de asiento hacia abajo
Seat pad Down
Coussin de siège abaissé | ⑬  Control de la luz
Light control
Contrôle de la lumière |
| ④  Elevación hacia abajo a la izquierda
Left Lifting Down
Levage vers le bas à gauche | ⑨  Elevación Ambos
Both Lifting Up
Élever Les deux | ⑭  Calefacción
Heating
Chauffage |
| ⑤  Elevación a la derecha
Right Lifting Up
Élever à droite | ⑩  Elevación hacia abajo Ambos
Both Lifting Down
Levage vers le bas Les deux | ⑮  Control de bloqueo
Lock Control
Contrôle de verrouillage |



ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

El cable del producto no se puede estirar, apretar o rasgar, porque el producto puede dejar de funcionar.

No agitar el producto, no golpear o el producto se puede volcar y caer sobre los usuarios; provocando daños en el producto y/o lesiones a los usuarios.

El voltaje del producto es 110v/220v, por favor escoja el voltaje adecuado para evitar quemar las partes eléctricas.

Cuando utilice el producto, la corriente máxima puede alcanzar 10A o superior. Usar conexiones con una potencia elevada.

Si es posible usar un enchufe individual, para evitar fallos de potencia o fuego por sobrecarga.

Si el cable está dañado, cambiar o contacte con el proveedor para un servicio post-venta.

No coloque combustibles cerca del producto.

No coloque objetos de distinto color que la superficie, pueden teñir la piel del producto.

No pulverizar agua para limpiar el producto, de lo contrario, puede provocar fugas en el producto, cortocircuitos pudiendo provocar descargas eléctricas o daños en el producto. Y que deje de funcionar.

No exponer el producto al sol, de lo contrario puede variar el color del mismo.

Desconectar el producto cuando no se vaya a usar por un periodo de tiempo largo.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Apague la alimentación cuando el producto no esté en uso.

No apile productos encima del sillón, no use utensilios afilados.

El artículo debe colocarse en un lugar seco y ventilado.

El producto no puede soportar impactos, no colocar objetos de más de 100kg encima del producto.

La carga máxima del producto es de 200kg, para asegurar el uso no superar los 150kg.

Cuando el producto deje de funcionar contacte al proveedor.

MANTENIMIENTO DIARIO

Después de cada sesión, utilice reactivos neutros para eliminar el polvo y las manchas de las piezas de cuero y madera para evitar el envejecimiento prematuro de las piezas de cuero y madera.

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The product's cable cannot be stretched, tightened, or torn, because the product may stop working.

Do not shake the product, do not hit or the product may tip over and fall on users; causing damage to the product and/or injury to the Users.

The voltage of the product is 110v/220v, please choose the appropriate voltage to avoid burning the electrical parts.

When using the product, the maximum current can reach 10A or higher. Use high-power connections.

If possible, use an individual plug, to avoid power failures or fire due to overload.

If the cable is damaged, change it or contact the supplier for after-sales service.

Do not place fuels near the product.

Do not place objects of a different color than the surface, they may stain the skin of the product.

Do not spray water to clean the product, otherwise, it may cause product leakage, short circuits and may lead to electric shock or damage to the product. And that it stops working.

Do not expose the product to the sun, otherwise the color of the product may vary.

Unplug the product when it is not going to be used for a long period of time.

PRODUCT MAINTENANCE

Turn off the power off when product is not in use.

Do not stack sundries above the product, do not use sharp utensils access products.

The product must be placed in the dry environment instead of humid.

The product can not withstand the impact, so do not place heavy objects over 100Kg above the product.

The limit load of the product is 200Kg, using the product in safety load of 150Kg.

When the product does not work, please contact the supplier!

DAILY MAINTENANCE

After each session, use neutral reagents to remove dust and stains from the leather and wooden parts to prevent premature aging of the leather and wooden parts.

FR

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Le câble du produit ne peut pas être étiré, serré ou déchiré, car le produit peut cesser de fonctionner.

Ne secouez pas le produit, ne le frappez pas ou le produit pourrait se renverser et tomber sur les utilisateurs ; causant des dommages au produit et/ou des blessures à la Utilisateurs.

La tension du produit est de 110v / 220v, veuillez choisir la tension appropriée pour éviter de brûler les pièces électriques.

Lors de l'utilisation du produit, le courant maximum peut atteindre 10 A ou plus. Utilisez des connexions haute puissance.

Si possible, utilisez une prise individuelle, pour éviter les pannes de courant ou les incendies dus à une surcharge.

Si le câble est endommagé, changez-le ou contactez le fournisseur pour le service après-vente.

Ne placez pas de carburants à proximité du produit.

Ne placez pas d'objets d'une couleur différente de la surface, ils pourraient tacher la peau du produit.

Ne vaporisez pas d'eau pour nettoyer le produit, sinon cela pourrait provoquer des fuites de produit, des courts-circuits et entraîner un choc électrique ou endommager le produit. Et qu'il cesse de fonctionner.

N'exposez pas le produit au soleil, sinon la couleur du produit peut varier.

Débranchez le produit lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période.

ENTRETIEN DU PRODUIT

Coupez l'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé.

Ne pas placer d'objets sous l'appareil.

Placer l'appareil dans un environnement sec plutôt que humide.

Ne pas mettre d'objets plus lourds que 100kg sur le produit.

La charge limite de ce produit est de 200kg, pour s'assurer que l'utilisation ne dépasse pas 150 kg.

Si l'appareil ne fonctionne pas contactez le service après-vente.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Après chaque séance, utilisez des réactifs neutres pour éliminer la poussière et les taches des pièces en cuir et en bois afin d'éviter le vieillissement prématuré des pièces en cuir et en bois.

ES

SUGERENCIA DE USO

Antes de conectar, operar o ajustar esta cama de belleza eléctrica, lea atentamente las siguientes instrucciones y guarde este manual en un lugar seguro.

Este sillón utiliza un cable de alimentación de tres hilos. Al usarlo, debe enchufarse a una toma de corriente de tres orificios con un cable de tierra para garantizar que la cama de belleza eléctrica esté correctamente conectada a tierra para evitar descargas eléctricas accidentales para los usuarios y para garantizar el funcionamiento normal de la cama de belleza eléctrica.

Al realizar el control directo de la operación de elevación del motor de la cama de belleza, el botón de control debe presionarse continuamente hasta que se libere la posición deseada.

Al utilizar la varilla de empuje eléctrica, debe tenerse en cuenta que la frecuencia de uso es de Max 6min/h (el funcionamiento continuo dentro de 1 hora no puede exceder los 6 minutos)

Las reparaciones deben ser realizadas por profesionales capacitados.

Después de cada sesión, utilice reactivos neutros para eliminar el polvo y las manchas de la piel y las piezas decorativas.

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Apague la alimentación cuando limpie el producto.

Cuando limpie el artículo recuerde quitar todos los objetos para prevenir que caigan durante el proceso de limpieza, para evitar lesiones o daños en los objetos.

No pulverizar agua para limpiar el producto, de lo contrario, puede producir algún cortocircuito, o puede producir alguna descarga eléctrica.

Usar productos de limpieza especiales, no usar líquidos grasientos que puedan contaminar la piel o corroer la misma.

No usar productos de limpieza con colorantes líquidos para limpiar el producto, puede provocar daños en el color de la piel.

No usar productos corrosivos, pueden dañar la piel o las cubiertas plásticas.

EN

SUGGESTED USE

Before connecting, operating or adjusting this electric beauty bed, carefully read the following instructions and keep this manual safe.

This electric beauty bed uses a three wire power cable. When using it, it must be plugged into a three hole power socket with a ground wire to ensure that the electric beauty bed is properly grounded to prevent accidental electric shock for users, and to ensure the normal operation of the electric beauty bed.

When performing the direct control of the beauty bed's motor lifting operation, the control button must be continuously pressed until the desired position is released.

When using the electric push rod of this electric beauty bed, it should be noted that the frequency of use is Max 6min/h (Continuous operation within 1 hour cannot exceed 6 minutes)

Repairs must be carried out by trained professionals.

After each nursing session, use neutral reagents to remove dust and stains from the skin and decorative parts.

CLEANING OF THE PRODUCTS

Cut off power when cleaning product.

When cleaning product, remember to remove other item in product to prevent slipping down during the cleaning process, resulting in injuries and damaged goods;

Do not spray water to clean the product, otherwise, it may produce a short circuit, or may produce some electric shock.

Use a special cleaning agent when cleaning, oily liquid can not be used, or will cause the leather contamination, corrosion and other phenomena.

Do not use cleaning agent with a liquid dye when cleaning, or will cause the damaged to the local color of the leather;

Do not use cleaning agent with corrosive liquid, or will cause the damaged to the plastic and leather.

FR

USAGE SUGGÉRÉ

Avant de connecter, d'utiliser ou de régler ce lit de beauté électrique, veuillez lire attentivement les instructions suivantes et conserver ce manuel en lieu sûr.

Ce lit de beauté électrique utilise un câble d'alimentation à trois fils. Lors de son utilisation, il doit être branché sur une prise de courant à trois trous avec un fil de terre pour s'assurer que le lit de beauté électrique est correctement mis à la terre afin d'éviter tout choc électrique accidentel pour les utilisateurs et pour assurer le fonctionnement normal du lit de beauté électrique.

Lors de lacommande directe du fonctionnement de levage du moteur du lit de beauté, le bouton de commande doit être enfoncé en continu jusqu'à ce que la position souhaitée soit relâchée.

Lors de l'utilisation de la tige de poussée électrique de ce lit de beauté électrique, il convient de noter que la fréquence d'utilisation est de Max 6min/h (le fonctionnement continu dans l'heure ne peut pas dépasser 6 minutes)

Les réparations doivent être effectuées par des professionnels qualifiés.

Après chaque séance d'allaitement, utilisez des réactifs neutres pour éliminer la poussière et les taches de la peau et des parties décoratives.

NETTOYAGE DU PRODUIT

Couper l'alimentation pendant le nettoyage.

Lors du nettoyage enlever tous les objets encombrants et pièces détachées pour éviter de glisser ou tomber par terre.

Ne vaporisez pas d'eau pour nettoyer le produit, sinon cela pourrait produire un court-circuit ou un choc électrique.

Utiliser des produits de nettoyage spécifiques et ne pas utiliser des liquides huileux pour éviter des taches ou marques.

Ne pas utiliser des produits de nettoyage avec des produits de contrastes afin d'éviter des taches sur le skaï.

Ne pas utiliser des produits de nettoyage à base de liquides corrosive afin d'éviter des marques sur les pièces en plastique.

Información importante / Important Information / Informations importantes

ES

Nuestros productos están diseñados y fabricados según las normativas de aplicación correspondientes.

INFORMACIÓN

Lea todas las instrucciones antes de comenzar el ensamblaje. Guarde las instrucciones para uso futuro.

ADVERTENCIA

Utilizar solo según lo previsto. No intente ponerse de pie o arrodillarse sobre el artículo. No apilar. Solo combinaciones planas.

MONTAJE

Ver instrucciones de montaje.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie la unidad con un paño húmedo o una esponja con agua tibia y jabón suave. Séquelo. No use limpiadores abrasivos, blanqueadores, solventes químicos ni detergentes fuertes.

GARANTÍA

2 años de garantía limitada.

MANTENIMIENTO

Se deben realizar tareas de mantenimiento periódicas revisando el estado del producto. Verifique que el producto esté en buen estado y funcionando. Compruebe si hay roturas periódicamente. Retire el producto del uso cuando se presente alguna condición que pueda considerarse insegura.

Con esta guía, podrás mantener tus productos en el mejor estado posible y prolongar su vida útil. ¡Buena suerte con el mantenimiento de tu salón!

EN

Our products are designed and manufactured according to the applicable regulations.

INFORMATION

Read all instructions before beginning assembly. Keep the instructions for future use.

WARNING

Use only as intended. Do not attempt to stand or kneel on the item. Do not stack. Only flat combinations.

ASSEMBLY

See assembly instructions.

CARE AND CLEANING

Clean the unit with a damp cloth or sponge using warm water and mild soap. Dry thoroughly. Do not use abrasive cleaners, bleach, chemical solvents, or strong detergents.

WARRANTY

2-year limited warranty.

MAINTENANCE

Periodic maintenance tasks should be performed by checking the condition of the product. Ensure the product is in good condition and functioning properly. Check for breaks regularly. Remove the product from service when any condition that could be considered unsafe occurs.

With this guide, you can keep your products in the best possible condition and extend their lifespan. Good luck with your salon maintenance!

FR

Nos produits sont conçus et fabriqués conformément aux réglementations applicables.

INFORMATIONS

Lisez toutes les instructions avant de commencer l'assemblage. Conservez les instructions pour une utilisation future.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement comme prévu. Ne tentez pas de vous tenir debout ou de vous agenouiller sur l'article. Ne pas empiler. Uniquement des combinaisons plates.

ASSEMBLAGE

Voir les instructions de montage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'unité avec un chiffon ou une éponge humide à l'eau tiède et au savon doux. Séchez soigneusement. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, d'eau de Javel, de solvants chimiques ou de détergents puissants.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans.

ENTRETIEN

Des tâches d'entretien périodiques doivent être effectuées en vérifiant l'état du produit. Assurez-vous que le produit est en bon état et fonctionne correctement. Vérifiez régulièrement s'il y a des bris. Retirez le produit du service lorsqu'une condition pouvant être considérée comme dangereuse se présente.

Avec ce guide, vous pouvez maintenir vos produits dans les meilleures conditions possibles et prolonger leur durée de vie. Bonne chance pour l'entretien de votre salon!



Para posibles futuras actualizaciones del documento, visita este enlace QR para ver la última versión.

For possible future updates to the document, visit this QR link to see the latest version

Pour d'éventuelles mises à jour futures du document, visitez ce lien QR pour voir la dernière version

Document Version

V1/2024

Certifications & collaborations

CALIDAD CERTIFICADA
CERTIFIED QUALITY
QUALITÉ CERTIFIÉE



MIRPLAY COLABORA CON LA ONG:
MIRPLAY COLLABORATES WITH NGO:
MIRPLAY PARTICIPE À L'ONG:

